

## Primer Flexi-J

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Химическое вещество для соединения полиамидных платсмасс (нейлона) в стоматологических протезах

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал использовать для соединения частей зубных протезов. Основа для нейлоновых протезов, добавления зубов и ремонта протезов.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Ремонт начните с обычных действий, осуществляемых при заливке протезов в кювету. Части, подлежащие реконструкции, согласно терапевтическим признакам, смоделируйте из воска. Как только моделировка будет выполнена, осуществите вываривание обычным способом.

После этого выполните некоторые механические ретенции на поверхности пластмассы flexi-J в нужной зоне для увеличения степени механического крепления с новым материалом. Затем, используя алмазный бор, грубо обработайте всю поверхность, которая должна быть покрыта слоем нового материала. Чтобы гарантировать адгезию нового материала, в то время, когда последний находится внутри камеры плавления оборудования, кювета должна быть выдержана в кипящей воде и вынута только за 5 минут до прессования. Удалите сжатым воздухом остатки воды с протеза. После проверки, что протез чист и сух, нанесите праймер Flexi-J на всю поверхность, требующую перебазировки или ремонта. Оставьте кипящую флягу открытой на 4 минуты, чтобы праймер начал действовать. Затем закройте кювету, как обычно, и поместите ее в центрирующее устройство. Оборудование должно быть установлено с тем же самым временем плавления, как обычно. Пользователь материала (зубной техник), чтобы знать его правильное использование, может пройти курсы у изготовителя, или у авторизованного дилера. Во время таких курсов обучения пользователь узнает всю последовательность рабочего процесса, так же, как преимущества и возможности изделия.

### Финишная обработка и полировка:

Изделие находится между двумя соединенными частями, поэтому оно не может полироваться.

### Предостережения:

Изделие основано на растворителях (опасно); внимательно читайте список опасностей, хотя Вы и используете очень маленькие количества изделия.

Компоненты токсичны при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей, а также они легко воспламеняются. Поэтому необходимо, чтобы все операторы, использующие праймер, применяли защитные перчатки, маску и очки. Храните вне досягаемости для детей. Рекомендуемая влажность воздуха при использовании изделия – более 55%. Не курите во время использования, храните изделие вдали от огня и искр. Изделие должно храниться при комнатной температуре. В случае попадания в глаза промойте водой, и, стараясь держать глаза открытыми, обратитесь к врачу. В случае проглатывания, прополощите рот и выпив много воды, обратитесь к врачу. Во время использования носите защитную маску; в случае чрезмерного вдыхания паров, выведите пациента на открытый воздух и, при необходимости, обратитесь к врачу. В случае попадания на кожу, ополосните не мыльной водой. Если изделие нечаянно пролито, протрите водой. Не проглотите изделие с волокнами текстиля или кусочками бумаги. Утилизируйте флакон после использования.

Внимание: материал невидим в рентгеновских лучах. В случае аллергической реакции на материал немедленно прекратите применение и обратитесь к врачу.

### СЛУЧАИ РИСКА, УКАЗАННЫЕ НА УПАКОВКЕ:

- \* T - Токсично.
- \* R 24/25/34 - Токсично при попадании на кожу и проглатывании. Вызывает ожоги.
- \* S 28-45 - В случае попадания на кожу промойте водой. В случае внезапного недомогания немедленно обратитесь к врачу.
- \* F - Легко воспламеняемый.
- \* Xi - Раздражитель.
- \* R 11/36/37/38 - Легко воспламеняемый, раздражитель для глаз, дыхательных путей и кожи.
- \* S 7-16-24/25-26 - Храните в хорошо закрытой упаковке.



Храните вдали от огня и искр.  
Не курите. Избегайте контакта с глазами и кожей.

\* S 33 - Избегайте накопления электростатического заряда.

#### **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:**

- a) Не вставляйте ничего и не создавайте механические усилия между частями, соединенными с помощью праймера Flexi-J (возможно разделение).
- b) В случае разделения частей не используйте протезы, а верните их стоматологу для ремонта.
- c) Не чистите протез абразивными изделиями или изделиями, предназначенными для чистки протезов из акриловых пластмасс или металла; используйте только изделия для гигиены полости рта.
- d) Мойте протез только холодной водой с температурой не выше 42°C.
- e) Нормальная гигиена полости рта.

#### **ХРАНЕНИЕ:**

Использовать до истечения даты, указанной на упаковке. Храните изделие в его упаковке при температуре от 8 до 21°C; не подвергайте его воздействию прямого солнечного света, держите пакет вдали от источников высокой температуры, в сухом месте.