

ZL – Anker – System







ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



Внешнекоронковые опорные элементы для надежного протезирования частичным протезом.

Анкеры ZL - внешнекоронковые опорные элементы статического действия, которые надежно фиксируют съемный зубной протез на сохранившихся зубах. Анкерная система ZL, заменяемый и активируемый анкер которой позволяет выполнять интересно спланированные конструкции для протезирования двусторонними протезами на включенные и концевые дефекты, а также съемными мостами.

С анкерной системой для несъемного протеза можно планировать использование отдельных матриц или матриц балочной формы. Среди вариантов балок особое внимание привлекает комбинированная балка, которая не только формируется индивидуально по длине (для протезирования разных включенных дефектов), но и в комбинации с отдельными матрицами образует интересные варианты конструкций.

	Параллелодержатель # 150/ 250
	Инструмент для дезактивации анкера # 152/ 252
	Отвертка для ретенционных гаек # 156
	Резьбовой установочный инструмент # 157
	Инструмент для активации анкера # 158
	Инструмент для замены анкера # 151

ООО «Денталдепо ЛОТ»
 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.
 Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.
www.dentald.ru info@dentald.ru