

MULTILOCK

ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



Фрикция за счет индивидуально регулируемого активирования втулки с резьбой. Простая замена фрикционного элемента.

MULTILOCK - маленький аттачмент в форме трубочки для регулирования фрикции телескопических и конусных коронок. При использовании MULTILOCK следует обращать внимание на то, чтобы в месте прикрепления выполнить с параллельными стенками форму первичной коронки и противоположную сторону элемента удержания. Т.к.металлические части MULTILOCK изготовлены исключительно из чистого титана, то фрикция элемента удержания выполняется только методом склеивания или лазером. Без проблем производится замена силиконовой вставки для настройки фрикции.



Параллелодержатель #735

ООО «Денталдепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

www.dentald.ru info@dentald.ru