

WURZELKAPPEN

Резиленный аттачмент – корневая вкладка ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



Для ретенции и стабилизации покрывного протеза, наносимого на слизистую оболочку.



Аттачмент – корневая вкладка 4000 – Резиленный опорный элемент особенно подходит для реабилитации при небольшом количестве сохранившихся зубов (минимальное число -2).

Он состоит из радикулярно посаженного винтового колпачка, заменяемой и активируемой анкерной матрицы и матрицы для вторичного базиса для приема анкера.

В зависимости от состояния корневой опоры, включенной в конструкцию, можно настроить силу снятия протеза, активируя или дезактивируя анкер.

При протезировании аттачментом – корневой вкладкой следует учитывать, что зубной протез оказывается антагонистом всех зубов.

Во всяком случае, на челюсти – антагонисте должен быть напротив аттачмента опорный элемент жесткой конструкции.

	Параллелодержатель #410
	Инструмент для замены #415
	Инструмент для активации #416

ООО «Денталдепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

www.dentald.ru info@dentald.ru