

## ACRYLOCK

ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



**AcryLock - рельсовый замок, отливаемый тем же металлом что и бюгельный протез, с капроновыми матрицами трех степеней жесткости. Есть возможность установки без плеча противодействия сдвигу за счет направляющего паза у основания аттачмена.**

Прилитая к коронкам матрица имеет допуск 0,04 мм.

Матрицы поставляются трех видов, в зависимости от степени фиксации:

Зеленая матрица: нормальная фиксация

Желтая матрица: средняя фиксация

Красная матрица: жесткая фиксация

Благодаря новым технологиям такие матрицы имеют отличную удерживающую способность. Они легко заменяются.



Набор #4382

1 – держатель для обеспечения параллельности,

1 – штифт.

**ООО «Денталдепо ЛОТ»**

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

[www.dentald.ru](http://www.dentald.ru)    [info@dentald.ru](mailto:info@dentald.ru)