

## Anker - Geschiebe

T-образное анкерное замковое крепление  
ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



### ретенция за счет активируемого и заменяемого анкера

Применение **ZL анкерных замковых креплений** показано при одно- и двухсторонних концевых и комбинированных протезах и обеспечивает умеренное опирание на опорные зубы.

ZL анкерное замковое крепление является жестким, удерживающим и опорным элементом, который характеризуется выдающимся свойством противодействия сдвигу.

Оно состоит из трех частей: матрицы с интракорональным направлением замкового крепления и экстракорональным зажимом анкера, а также матрицы замкового крепления с заменяемым и активируемым анкером.

Комбинация замкового крепления и анкера обеспечивает без проблем перенос вертикального жевательного давления и горизонтального усилия сдвига на сохранившиеся зубы. При этом подлежащий замене анкер, как удерживающий элемент, действует против усилия стягивания.

Благодаря возможности активирования анкера, усилие при вытяжении протеза в любой момент припасовывается относительно чувства безопасности пациента.

В зависимости от метода обработки, которому Вы отдаете предпочтение, и обрабатываемому сплаву Вы можете выбрать одно из двух анкерных замковых креплений.

	Инструмент для замены анкера #151
	Инструмент для активации анкера #158
	Инструмент для дезактивации анкера #252
	Параллелодержатель #340

**ООО «Денталдепо ЛОТ»**

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

[www.dentald.ru](http://www.dentald.ru)    [info@dentald.ru](mailto:info@dentald.ru)