



CENTRALOCK II
экстракорональный стержневой замок
ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG



**Фрикция за счет регулируемого активирования винта в матрице.
Простая замена фрикционного элемента.**

CentraLock-II экстракорональное замковое крепление для изготовления консольных протезов и протезов с двумя опорами. Установленная в матрице активируемая пластмассовая вставка обеспечивает мягкое скольжение протеза на матрицу. Матрица состоит из платиново-иридиевого сплава и предрасположена к доливке ко всем стоматологическим сплавам. Матрица - из чистого титана и разработана для соединений клеевым и лазерным методами.

	Инструмент для активации #572
	Параллелодержатель #750

ООО «Денталдепо ЛОТ»
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.
Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.
www.dentald.ru info@dentald.ru