


# Мир Стоматологического Искусства



КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ

DSTVITOflexi



Партия №	52100S	52100	52101	52102	52110S	52110	52111	52112	52120S	52120	52121	52122
Цвет	Pink	Pink	Pink	Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink
Объем	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Партия №	52140S	52140	52141	52142	52130S	52130	52131	52132	52150S	52150	52151	52152
Цвет	Pink.O	Pink.O	Pink.O	Pink.O	H.Pink	H.Pink	H.Pink	H.Pink	C.Pink	C.Pink	C.Pink	C.Pink
Объем	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL

DSTVITOflexi – это передовой биосовместимый базисный материал для зубных протезов, обладающий исключительными эстетическими и физическими свойствами. Превосходный эластичный термопластик идеально подходит для создания гибких, естественных и удобных частичных и мини-зубных протезов, имплантатов и односторонних зубных протезов. Устойчив к воздействию влаги и пятен. Легко формируется, обрабатывается и полируется. Пригоден для ремонта и может быть восстановлен путем использования связующей жидкости методом впрыска.

- | Биосовместимый
- | Небульющийся
- | Эстетичный и естественный вид
- | Высокая прозрачность
- | Удобная и отличная посадка
- | Легко обрабатывается и полируется
- | Обеспечивает превосходную функциональность
- | Высокая размерная стабильность
- | Легкий, но прочный
- | Практически невидимый
- | Отличная стабильность цвета
- | Минимальная усадка
- | Низкое водопоглощение
- | Высокая устойчивость к пятнам
- | Динамическая прочность и гибкость
- | Высокая ударопрочность

Упаковка: 5 шт. в коробке, картридж  $\varnothing$  25 мм  
Объемом 100 г, 300 г, 500 г, 1 кг



DSTVITOacry



<b>Партия №</b>	52200S	52200	52201	52202	52203	52210S	52210	52211	52212	52213
<b>Цвет</b>	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink
<b>Объем</b>	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL
<b>Партия №</b>	52230S	52230	52231	52232	52233	52220S	52220	52221	52222	52223
<b>Цвет</b>	Pink.O	Pink.O	Pink.O	Pink.O	Pink.O	D.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink
<b>Объем</b>	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL

DSTVITOacry – это безмономерный термопластик, передовой биосовместимый термопластичный базисный материал для полных и частичных зубных протезов, имплантатов. Для полной гипоаллергенности протеза материал может быть использован в комбинации с искусственными зубами из керамики. Это разработка нового поколения пришла на замену обычному акрилу. Благодаря своему составу, не содержащему мономеров, он не вызывает аллергических реакций. Обладая исключительными свойствами, такими как высокая прочность, легкий вес, эластичность и естественная полупрозрачность, он более устойчив к разрушению по сравнению с обычным акрилом.

- | Биосовместимый
- | Без мономеров, гипоаллергенный
- | Эстетический, полупрозрачный и удобный
- | Легко обрабатывается и полируется
- | Прочный, долговечный и легкий
- | Высокая точность
- | Отличная сохранность
- | Высоко ударопрочный
- | Высокая стабильность цвета
- | Минимальное водопоглощение
- | Пригодный для ремонта и подлежащий восстановлению

**Упаковка:** 5 шт. в коробке, картридж Ø 25 мм  
Объемом 100 г, 300 г, 500 г, 1 кг



DSTVITOlux-f



Партия №	52000S	52000	52001	52002	52003	52010S	52010	52011	52012	52013	52020S	52020	52021	52022	52023
Цвет	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	L.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink	D.Pink
Объем	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL
Партия №	52040S	52040	52041	52042	52043	52030S	52030	52031	52032	52033					
Цвет	Pink.O	Pink.O	Pink.O	Pink.O	Pink.O	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear					
Объем	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL					

Этот инновационный термопластичный материал позволяет легко создавать удобные и съемные зубные протезы. Созданный из уникального термопластика, DSTVITOlux-f обладает превосходными эстетическими и физическими свойствами, что позволяет создавать удобные и естественные протезные части. Этот жесткий, но гибкий полимер – идеальное решение. DSTVITOlux-f – биосовместимый инновационный полимер, предлагающий все преимущества акрила, позволяет создать эстетический, естественный вид удобных протезных конструкций, включая полные и частичные зубные протезы, шины, застёжки и прочее. Устойчив к воздействию влаги и пятен. DSTVITOlux-f легко формуется, обрабатывается и полируется. Он застывает быстрее, чем другие материалы, и благодаря своей эластичности он может обеспечить пациентам комфортную носку.

- | Инновационный жесткий, но гибкий базовый стоматологический материал
- | Легко поддается ремонту и облицовке обычным акрилом
- | Безупречный комфорт, износостойкость и достаточная гибкость
- | Жесткий, но гибкий полимер, которым легко работать
- | Отталкивает зубной налет и неприятный запах
- | Исключительные эстетические и физические свойства
- | Обеспечивает более комфортную посадку

**Упаковка:** 5 шт. в коробке, картридж ø 25 мм  
Объемом 100 г, 300 г, 500 г, 1 кг



DSTVITOkeep



Партия №	52400	52401	52440	52441
Цвет	Tan	Tan	Pink	Pink
Объем	50gr	100gr	50gr	100gr

DSTVITOkeep – полукристаллический термопластичный материал с превосходными механическими и химически стойкими свойствами. Данный высокотехнологичный полимер является наилучшей альтернативой для неметаллических реставраций при изготовлении полных и частичных съемных протезов и имплантатов, коронок и мостов.

- Новый биоматериал как альтернатива диоксида циркония
- Индивидуально подгоняется и не подвержен скалыванию
- Оптимальный рабочий процесс
- Высокий стандарт точности и покрытия
- Прекрасные эстетические результаты
- Великолепное чувство
- Высокая стойкость к истиранию
- Идеальные механические свойства
- Особенно привлекателен
- Биосовместимость, большая универсальность



DSTVITOCetal



Партия №	52300S	52300	52301	52302	52310S	52310	52311	52312	52320S	52320	52321	52322
Цвет	Pink	Pink	Pink	Pink	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3	A3
Объем	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Партия №	52330S	52330	52331	52332	52340S	52340	52341	52342				
Цвет	A3.5	A3.5	A3.5	A3.5	C-D	C-D	C-D	C-D				
Объем	S	M	L	XL	S	M	L	XL				

DSTVITOCetal – это инновационный биосовместимый, неаллергенный, эластичный термопластичный материал, идеальное эстетическое решение для замены металла у частичных зубных протезов, зажимов, коронок, мостов и других съемных частей, не содержащих металла, отлично используется в сочетании с нашей линией термопластичных материалов DSTVITOLine и обычных акрилов.

Популярность DSTVITOCetal обусловлена отличными физическими и механическими свойствами и возможности создания гибких, стабильных и комфортных стоматологических изделий.

Низкий модуль эластичности допускает его использование в поднутрении, может быть также полезен в клинических ситуациях, когда эстетика или здоровье пародонта в приоритете.

- | Эстетичный и комфортный
- | Очень легкий
- | Высокий предел прочности
- | Превосходная стабильность размеров
- | Эффект памяти
- | Устойчив к износу
- | Оптимальная жесткость
- | Отличная ударопрочность
- | Легко полируется и легко моется

Упаковка: 5 шт. в коробке, картридж Ø 25 мм  
Объемом 100 г, 300 г, 500 г, 1 кг



## DST CLEAN & RENEW

Концентрированный порошок для чистки зубных протезов DST Clean / Renew является отличным решением и рекомендуется для чистки термопластичных и акриловых зубных протезов.



- | Не наносить, когда зубные протезы находятся во рту, используйте в соответствии с инструкциями, когда зубные протезы вынуты.
- | Можно смешивать и использовать до 7 дней, а затем заменить на новую смесь.
- | Одна ложка порошка смешивается с 7 унциями (207 мл) теплой воды.

Партия №	Цвет	Объем
52-690	порошок	4 унции (118 мл)

## DST LUSTERLIQ

DST LUSTERLIQ можно использовать для финишного блеска на любом акриловом и термопластичном зубном протезе.



Партия №	Цвет	Объем
52-620/4	Прозрачный	4 унции (118мл)
52-620/8	Прозрачный	8 унций (236 мл)

- | Прост в применении
- | Быстрый глянцевый блеск
- | Прекрасная отделка поверхности
- | Приятный, свежий вкус

## DST LUBRILIQ F

DST LUBRILIQ идеально подходит для смазывания алюминиевых картриджей перед введением в пресс или для смазывания колб.



Партия №	Цвет	Объем
52-610/4	Прозрачный	4 унции (118 мл)
52-610/6	Прозрачный	6 унций (177 мл)
52-610/8	Прозрачный	8 унций (236 мл)

- | Многоцелевая смазка
- | Проста в применении
- | Подходит для всех формовочных машин
- | Равномерное покрытие






«Любовь к красоте – это вкус.  
Создание красоты – это искусство»  
Ральф Уолдо Эмерсон







## **DS TECHNOLOGY LTD**

29 Omarim st., Omer Industrial Park, 8496500, Israel  
info@dsdentalisrael.com | www.dsdentalisrael.com  
Tel. +972-77-2006636 Fax. +972-72-2829896

