

Экран защитный для лица пластиковый с регулировкой под объем головы (ЭПЛ1).

Защитный экран рекомендован для защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания мелких частиц и пыли **работникам, чья трудовая деятельность связана с обслуживанием большого потока людей: врачам, кассирам супермаркетов, сотрудникам полиции, работникам транспорта и т.п.***

Защитный экран предназначен для многократного использования.
Срок службы изделия 3-6 мес. при выполнении рекомендаций по уходу.

Уход за маской (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора):

После ежедневного использования экран нужно промыть с мылом или моющим средством. Затем маску можно обработать дезинфицирующим средством.


Использовать только по назначению.

Инструкция по сборке защитного экрана для лица


1 шаг

Снять транспортировочную пленку с поверхности

2 шаг



3 шаг



Состав:

ПЭТ (полиэтилентерефталат)
0,3 - 0,5 мм

Описание:

Ширина предмета.....29 см
Высота предмета.....21 см
Страна производитель.....Россия

соответствует
ГОСТ Р 50962-96

арт.153-23-100

Изготовлено 04.2020 г.

Не требует специальных условий хранения

Срок годности не ограничен

Компания РЕАЛДЕНТ

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 60

Тел./факс: +7 (473) 77-64-77; 71-49-54. Тел. +7 (473) 257-25-52.

www.realdentcom.ru

mail@realdentcom.ru

*Информация о технических характеристиках носит справочный характер.

