

novo.lign[®] “ново.лайн”

Облицовочные фасетки

Ассортимент облицовочных форм фасеток



veneer natural beauty

powered by
visio.lign[®]
“визио.лайн”

В/Ч фронтальные зубы

C43	 <p>A3 bredent novo.lign A C43</p> <p>43,6</p>	 <p>12,8 8,3</p>	 <p>11,3 6,3</p>	 <p>11,9 6,9</p>
A44	 <p>A3 bredent novo.lign A A44</p> <p>44,4</p>	 <p>11,9 8,3</p>	 <p>9,2 6,1</p>	 <p>10,3 7,8</p>
F44	 <p>A3 bredent novo.lign A F44</p> <p>44,6</p>	 <p>12,8 8,4</p>	 <p>11,8 6,2</p>	 <p>13,7 7,7</p>
I45	 <p>A3 bredent novo.lign A I45</p> <p>44,8</p>	 <p>13,1 8,2</p>	 <p>11,6 6,6</p>	 <p>14,0 7,2</p>
H46	 <p>A3 bredent novo.lign A H46</p> <p>45,8</p>	 <p>12,4 8,5</p>	 <p>11,0 6,6</p>	 <p>13,1 7,8</p>
S46	 <p>A3 bredent novo.lign A S46</p> <p>46,0</p>	 <p>12,5 8,7</p>	 <p>10,7 6,4</p>	 <p>12,7 7,8</p>

В/Ч фронтальные зубы



Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

Н/Ч фронтальные зубы



ЦВЕТА И ФОРМЫ "РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМЫ"


novo.lign A "ново.лайн" А
Передняя сторона / фронтальные зубы

novo.lign P "ново.лайн" Р
Задняя сторона / боковые зубы



Формы G
толщина стенки со стороны щеки 1,0 мм

- 12 форм для верхней челюсти
- 3 формы для нижней челюсти



Формы L
толщина стенки со стороны щеки 1,2 мм

- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций



Формы W
толщина стенки со стороны щеки 1,0 мм

- лингвализованная структура жевательной поверхности для полного протезирования




Формы W
толщина стенки со стороны щеки 0,8 мм

- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций
- экстра-широкая анатомическая форма, особо рекомендуемая для облицовки коронок и мостов

Доступные размеры
- **G3** **G4**
маленький большой






Доступные размеры
L2 **L3** -
маленький большой

Доступные размеры
W3 **W4** **W5**
маленький большой







В/Ч и Н/Ч боковые зубы

L2



L3



Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

В/Ч и Н/Ч боковые зубы



novo.lign® "ново.лайн" – Ассортимент облицовочных форм фасеток

Облицовочные формы фасеток



veneer natural beauty

bredent
group

000202RU-20170120

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

