

Разновидности изделий top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»



Компактная система со всеми классическими цветами А–D

Цвет колпачка	Материал	Цвета	40 г*	80 г*	200 г*
			№	№	№
	Шейка зуба 1	—	proCV101		proCV102
	Шейка зуба 2	—	proCV201		proCV202
	Эмаль 1	—	proEN101	proEN108	proEN102
	Эмаль 2	—	proEN201	proEN208	proEN202
	Прозрачный		proTran1		proTran2
	Осветленный		proBL301		proBL302
	Дентин А1		proDA101	proDA108	proDA102
	Дентин А2		proDA201	proDA208	proDA202
	Дентин А3		proDA301	proDA308	proDA302
	Дентин А3,5		proDA351	proDA358	proDA352
	Дентин А4		proDA401	proDA408	proDA402
	Дентин В1		proDB101	proDB108	proDB102
	Дентин В2		proDB201	proDB208	proDB202
	Дентин В3		proDB301	proDB308	proDB302
	Дентин В4		proDB401	proDB408	proDB402
	Дентин С1		proDC101	proDC108	proDC102
	Дентин С2		proDC201	proDC208	proDC202
	Дентин С3		proDC301	proDC308	proDC302
	Дентин С4		proDC401	proDC408	proDC402
	Дентин D2		proDD201	proDD208	proDD202
	Дентин D3		proDD301	proDD308	proDD302
	Дентин D4		proDD401	proDD408	proDD402

*также доступно в наборе

Когда работа должна выполняться быстро...

Просто смешайте 70 % дентина с 30 % эмали и сэкономьте себе целый этап работы.

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»




Совет:

Для эстетичного индивидуального исполнения используйте облицовочный композит **crea.lign®** «креа.лайн» в сочетании с фасетками **novo.lign®** «ново.лайн» из системы **visio.lign®** «визио.лайн».

Жидкость top.lign professional
«топ.лайн профессионал»

100 мл, № proLiq01
500 мл, № proLiq05

Еще одно интересное предложение для Вас



REF 009504 RU

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · @: info@bredent.com

