


ZiLMaster

для обработки диоксида циркония и дисиликата лития

Инструменты с алмазным наполнителем в наборе для трехэтапного полирования придают гладкость поверхности реставрации, удаляют царапины, образовавшиеся в процессе контурирования и гарантируют высококачественную полировку. Инструменты ZiLMaster выпускаются в разных формах и с разными типами хвостовиков и предназначены для интра- и экстраоральных манипуляций.



Показания

Планомерная полировка реставраций из диоксида циркония и дисиликата лития:

- Финирование / предварительная полировка ZiLMaster Coarse с зеленой полоской на хвостовике
- Полировка ZiLMaster Medium с синей полоской на хвостовике
- Окончательная полировка ZiLMaster Fine с желтой полоской на хвостовике



Полиры:

Об./мин. макс: 20 000



Несмонтированное колесо:

Об./мин. макс: 15 000

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Зеркальный блеск в три этапа
- Оптимальное соотношение скорости и усилия нажима
- Высокая концентричность
- Малый нагрев
- Быстрота и эффективность
- Полировочная паста не требуется

Номер	Кол-во	Изделие
ОТДЕЛЬНО		
0640-0643, 0646-0649, 0652-0655, 0658-0663, 0665-0668, 0670-0673	3 шт.	ZiLMaster Coarse, Medium, Fine формы: пуля, линза, кубок, миниконус, KN7, WH6, хвостовики под прямой и угловой наконечники хвостовик HP и CA
0645, 0651, 0657	1 шт.	ZiLMaster Coarse, Medium, Fine форма: несмонтированное колесо
НАБОРЫ		
0644	1 коробка	ZiLMaster Coarse, Хвостовик HP, 1х пуля, миниконус, KN7, WH6
0650	1 коробка	ZiLMaster Medium, Хвостовик HP, 1х пуля, миниконус, KN7, WH6
0656	1 коробка	ZiLMaster Fine, Хвостовик HP, 1х пуля, миниконус, KN7, WH6
0664	1 коробка	ZiLMaster Coarse, Хвостовик CA, 1х пуля, линза, кубок, миниконус
0669	1 коробка	ZiLMaster Medium, Хвостовик CA, 1х пуля, линза, кубок, миниконус
0674	1 коробка	ZiLMaster Fine, Хвостовик CA, 1х пуля, линза, кубок, миниконус





	Форма	Пуля	Линза	Кубок	Миниконус	KN7	WH6	Несмонт. колесо
	№ по ISO	040	090	065	030	125	120	170
ZiLMaster Coarse	HP 3 шт.	0640			0641	0642	0643	
	HP 1 шт.							0645
	CA 3 шт.	0658	0662	0663	0661			
ZiLMaster Medium	HP 3 шт.	0646			0647	0648	0649	
	HP 1 шт.							0651
	CA 3 шт.	0665	0659	0668	0666			
ZiLMaster Fine	HP 3 шт.	0652			0653	0654	0655	
	HP 1 шт.							0657
	CA 3 шт.	0670	0672	0673	0671			

ZiLMaster - Adjustment Kits (наборы для корректировки)

Комплексный набор для контурирования, финирирования и полировки реставраций из диоксида циркония и дисиликата лития. Инструменты выпускаются с хвостовиками для прямого и углового наконечников. Dura-Green DIA предназначены для контурирования реставраций, а система ZiLMaster для трехэтапной обработки делает их гладкими и придает зеркальный блеск.

Хвостовик HP - в наборе

Dura-Green DIA: 1x KN7, TC4, WH6
 ZiLMaster Coarse: 1x Пуля, KN7, WH6
 ZiLMaster Medium: 1x Пуля, KN7, WH6
 ZiLMaster Fine: 1x Пуля, KN7, WH6



Хвостовик CA - в наборе

Dura-Green DIA: 1x FL3, RD3
 ZiLMaster Coarse: 1x Миниконус, Линза, Кубок
 ZiLMaster Medium: 1x Миниконус, Линза, Кубок
 ZiLMaster Fine: 1x Миниконус, Линза, Кубок



Номер	Кол-во	Изделие
0680	1 шт.	ZiLMaster Adjustment Kit, хвостовик HP
0681	1 шт.	ZiLMaster Adjustment Kit, хвостовик CA